

Описание товара Шкаф холодильный фармацевтический POLAIR ШХФ-0,2



Описание

- Холодильный фармацевтический шкаф Polair ШХФ-0,2 используется в аптеках, клиниках, медицинских центрах для хранения лекарственных и биологических препаратов.
- Эффективное и стабильное охлаждение камеры обеспечивает динамическая система.
- Прочный корпус выполнен из стали с полимерным защитным покрытием, толщина стенок 43мм.
- Шкаф оборудован глухой распашной дверью в чёрной раме.
- Климатическое исполнение допускает эксплуатацию оборудования при внешних температурах до +32С.
- К преимуществам модели относится: электронный блок управления; отображение температуры на ЖК-дисплее; микровыключатель для автоматического отключения работы вентилятора воздухооохладителя; двери с уплотнителем и магнитной вставкой; об отклонении от заданной температуры оповещает звуковая сигнализация; авто-оттайка с испарением конденсата; внутренняя горизонтальная светодиодная подсветка.
- двери с замком.
- Характеристики: нижнее расположение агрегата; полезный объём — 200л; диапазон температур от +1С до +15С; внутри 3 решётчатые полки размером 505х455мм; допустимая нагрузка на полку до 40кг; хладагент R134a.

Характеристики

Вес, кг	56 кг
Рабочие температуры	1...+15 °С
Страна	Россия
Тип двери	Глухая дверь

Полезный объем	200 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Динамическое(Вентилируемое)
Расположение агрегата	нижнее
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата
Количество полок	3 шт.
Допустимая нагрузка на полку	40 кг
Количество камер	1
Наличие замка	Есть
Подсветка	есть
Размер полки	505x455/ мм
Толщина стенки корпуса	43 мм
Вид полок	решетчатые
Потребляемая электроэнергия	2.8 кВт/сутки
Высота в упаковке	1100 мм
Длина в упаковке	720 мм
Масса в упаковке	65 кг
Ширина в упаковке	660 мм
Высота, мм	890 мм
Длина, мм	600 мм
Наличие замка	Есть
Хладагент	R134a

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.